

Standkonzentrator & Inogen One G3/G5

Einschulungsprotokoll

Klinik Penzing

Abteilung für Atemwegs- und
Lungenkrankheiten

von

Klebeetikett

Weitere Personen

Sauerstoffkonzentrator

Sauerstoffkonzentrator für die nächtliche
Beatmung zu Hause.



Musterbeispiel

Sauerstoffkonzentrator

Standkonzentrator

- Nasenbrille/ Sauerstoffmaske-Anschluss
- Ein-/Ausschalter
- Einstellung der Flussrate in l/min
- Stromkabelanschluss auf der Rückseite



Verwendung eines Befeuchtungssystems

Befüllen des Befeuchterbehälters mit
medizinisch destilliertem Wasser

Nasenbrille/ Sauerstoffmaske-Anschluss

Wasserwechsel im 3- Tagesintervall



Reinigung des Luftfilters

- Abnehmen der Abdeckung
- Absaugen etwaiger Verschmutzungen



Tragbarer Konzentrator Inogen One G3/G5

Geräteerklärung

Mit Gurt und Tasche transportieren
(auch mit Rucksack erhältlich)

Akkulaufzeit ca.

- 13h 28 min bei Stufe 1
- 10h 22 min bei Stufe 2
- 7h 1 min bei Stufe 3
- 4h 55 min bei Stufe 4
- 3h 48 min bei Stufe 5
- 2h 58 min bei Stufe 6 (nur G5)



Tragbarer Konzentrator Inogen One G3

Geräteerklärung


- Ein-/Ausschalter
- Licht
- Alarm
- Einstellen der Stufen 1-5 (~2-3l/min)
- Nasenbrille/ Sauerstoffmaske-Anschluss



Tragbarer Konzentrator Inogen One G5

Geräteerklärung

- Ein-/Ausschalter
- Licht
- Alarm
- Einstellen der Stufen 1-6 (~2-41/min)
- Nasenbrille/ Sauerstoffmaske-Anschluss



Tragbarer Konzentrator Inogen One G3/G5

Geräteerklärung

Partikelfiltersystem:

einmal pro Woche mit Wasser abspülen,
trocknen lassen und wieder einsetzen.



Tragbarer Konzentrator Inogen One G3/G5

Laden des Inogen

Akkulaufzeit ca. 16h

Aufladezeit ca. 6h

(unterschiedliche Akkus von verschiedenen Anbietern)

Ladeanschluss

- Für AC Stromkabel
- Für DC Stromkabel (Zigarettenanzünder)



Kostenübernahme / Urlaubsversorgung

Kostenübernahme

Es entstehen keine Kosten! Für ihre Weiterverordnung bei ihrem Lungenfacharzt werden Sie von ihrer Lieferfirma verständigt.

Urlaubsversorgung

Benachrichtigen Sie ihre Lieferfirma vor Reisebeginn. Sie können auch einen Zusatz-Akku mieten (kostenpflichtig).



Stand- und tragbarer Konzentrator

Datum	FN	Kommentar	Note	HZ

FN= Foliennummer, Notensystem: 1= sehr gut, 2= gut, 3= befriedigend, 4= genügend, 5= nicht genügend