

1. Gebrauch (Fortsetzung)

10

Setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf.



2. Reinigung / Lagerung

1

Reinigen Sie das Mundstück einmal pro Tag mit einem trockenen Tuch.

2

Lagerung bei Raumtemperatur und Trockenheit.

Wichtige Hinweise

1

Die korrekt durchgeführte Inhalation wird durch einen Wechsel der Farbe im Kontrollfenster von Grün auf Rot angezeigt.

2

Der Genuair ist kein Notfall- oder Bedarfsmedikament. Achten Sie deshalb auf die regelmäßige Einnahme alle 12 Stunden. Kombinieren Sie die Einnahme des Genuair mit einer regelmäßigen Tätigkeit Ihres Tagesablaufs (z.B. vor dem Zähneputzen).

3

Atmen Sie niemals in das Gerät aus.

Eine Empfehlung der



Anleitung zur Inhalation mit Genuair®

Impressum

Medieninhaber: Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP)

Erstellt von der Expert*innengruppe Pneumologische Pflege unter Leitung von DGKP Helmut Täubl, MScN

Druck: Friedrich Druck

Stand: 05/2023

Mit freundlicher Unterstützung:



1. Gebrauch

1

Drücken Sie den farbigen Knopf nach unten und lassen Sie diesen wieder los. Die Farbe im Kontrollfenster wechselt von Rot auf Grün.



2

Entfernen Sie die Verschlusskappe.



3

Stellen oder setzen Sie sich aufrecht hin.



4

Atmen Sie ruhig und **entspannt** 2 – 3-Mal ein und aus.



5

Atmen Sie einmal **maximal aus**, bevor Sie den Genuair am Mund ansetzen.



6

Umschließen Sie anschließend das Mundstück **dicht** mit den Lippen und den Zähnen, ohne auf das Mundstück zu beißen.



7

Atmen Sie zügig und tief ein. Dabei hören Sie ein Klicken. Atmen Sie trotzdem weiterhin tief ein.



8

Halten Sie die Luft für 5 – 10 Sekunden **an**, nehmen Sie dabei das Mundstück aus dem Mund.



9

Atmen Sie langsam über die Nase oder mit Lippenbremse **aus**.

