


<p style="text-align: center;">Hygiene</p> <p style="text-align: center;">Einschulungsprotokoll der RCU Otto Wagner Spital Tel. 01/91060/41635</p>
--

<p>von</p>				
<p>Klebeetikette</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>				
<p>Weitere Personen</p> <table border="1"><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr></table>				

Hygiene

1.

- **Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser**
- Bringen Sie das Wasser zum kochen
- Nehmen Sie den Topf vom Herd




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

1.

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- **Bringen Sie das Wasser zum kochen**
- Nehmen Sie den Topf vom Herd




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

1.

- Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser
- Bringen Sie das Wasser zum kochen
- **Nehmen Sie den Topf vom Herd**




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

2.

- **Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser durch**
- Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

2.

- Legen Sie die Beatmungsschläuche in das heiße Wasser
- **VORSICHT:** Verbrennungsgefahr



1 mal pro Woche


Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

2.

VORSICHT: Verbrennungsgefahr

- Lassen Sie die Beatmungsschläuche max. 5min.im heißen Wasser




1 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

2.

- **Hängen Sie die Beatmungsschläuche zum trocknen z.b über einen Wäscheständer auf**




1 mal pro Woche

Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Hygiene

3.

- **Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus**
- Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife
- Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus




2 mal pro Woche

Datum							
gesehen/erklärt							
mit Hilfe durchgeführt							
selbständig durchgeführt							
Handzeichen							

Hygiene

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus
- **Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife**
- Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche mit Wasser aus
- Geben Sie in einen Behälter Flüssigseife
- **Waschen Sie die Schläuche sorgfältig aus**




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

3.

- Spülen Sie die Beatmungsschläuche sorgfältig mit Wasser aus




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

4.

- Abspülen und trocken des Sicherheitsventils
- Abspülen und trocken des Sauerstoffadapters




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

4.

- Abspülen und trocken des Sicherheitsventils
- **Abspülen und trocken des Sauerstoffadapters**




2 mal pro Woche

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

4.

- Das Softcap abspülen oder in Waschenmaschine bei 30° reinigen
„nicht in den Wäschetrockner geben“
- trocken des Softcap's




1 mal pro Monat / bei Bedarf

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

5.

- Waschen sie die Maske täglich mit Seifenwasser aus und wischen sie diese trocken ab




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

5.

- Wasserbehälter öffnen und....
- auseinander nehmen....




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

5.

- Wasserbehälter öffnen und....
- **auseinander nehmen....**




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

5.

- **mit Seifenwasser abwaschen und....**
- mit Wasser gut abspülen
- „oder mit Geschirrspüler reinigen“




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

5.

- mit Seifenwasser abwaschen und....
- **mit Wasser gut abspülen und trocken wischen** (z.B. Küchenrolle)
- „oder im Geschirrspüler reinigen“




1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Hygiene

6.

- **Beatmungsgerät**
täglich abwischen



1 mal pro Tag

Datum						
gesehen/erklärt						
mit Hilfe durchgeführt						
selbständig durchgeführt						
Handzeichen						

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Datum	Anmerkungen:	HZ

Hygiene

Wurde auf diese Pfl ege t aetigkeiten eingeschult:

Unterschrift:.....

(Name in Blockschrift)

erfolgreicher Abschluss der Einschulung:

Unterschrift Sr/Pfl.:.....

(Name in Blockschrift)